

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01101**
Bezeichnung **BASIC PLUS REVOLUTION**
TPE-Handschuhe
blau, nicht steril, puderfrei



SCHICHTSTÄRKEN		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input checked="" type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> bordeaux
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> voll-texturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert <input type="checkbox"/> außen polymerbeschichtet		

GRÖßEN							
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	98 ± 5 mm	104 ± 5 mm	116 ± 5 mm	123 ± 5 mm	134 ± 5 mm	-
Länge	-	270 mm ± 5	280 mm ± 5 mm	280 mm ± 5 mm	290 mm ± 5 mm	290 mm ± 5 mm	-

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						

EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	
	nicht anwendbar					
EN 374-4:2013 Degradation						
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	nicht anwendbar					

EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
------------------------------	--	--	--	--	--	--

EN 455 med. Einweghandschuhe	nicht anwendbar					
EN 455-1 Dichtigkeit	nicht anwendbar					

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01101**
Bezeichnung **BASIC PLUS REVOLUTION**
TPE-Handschuhe
blau, nicht steril, puderfrei



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	200	
EAN Unterverpackung Gr. XS	-	
EAN Unterverpackung Gr. S	4044941010809	
EAN Unterverpackung Gr. M	4044941010823	
EAN Unterverpackung Gr. L	4044941010847	
EAN Unterverpackung Gr. XL	4044941010861	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	4044941010885	
EAN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	-	
PZN Unterverpackung Gr. S	-	
PZN Unterverpackung Gr. M	-	
PZN Unterverpackung Gr. L	-	
PZN Unterverpackung Gr. XL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	235 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	380 g	440 g
M	400 g	460 g
L	420 g	480 g
XL	440 g	500 g
XXL	460 g	520 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941010816	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941010830	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941010854	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941010878	
EAN Umverpackung Gr. XXL	4044941010892	
EAN Umverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XS	-	
PZN Umverpackung Gr. S	-	
PZN Umverpackung Gr. M	-	
PZN Umverpackung Gr. L	-	
PZN Umverpackung Gr. XL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXL	-	
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	315 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	245 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	4.400 g	4.900 g
M	4.600 g	5.100 g
L	4.800 g	5.300 g
XL	5.000 g	5.500 g
XXL	5.200 g	5.700 g
XXXL	-	-

LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	162 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	294 kg	319 kg
M	306 kg	331 kg
L	318 kg	343 kg
XL	330 kg	355 kg
XXL	342 kg	367 kg
XXXL	-	-

Rev.-Nr.: 4
Datum 12.08.2021

Änderungen & Irrtümer vorbehalten