

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01199**  
Bezeichnung **ECO-PLUS**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



### SCHICHTSTÄRKEN

Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Vinyl-Nitril-Gemisch	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> lila	<input type="checkbox"/> mix	<input type="checkbox"/> dunkelblau
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input type="checkbox"/> steril	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> passt hand-spezifisch	
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> voll-texturiert	<input type="checkbox"/> finger-texturiert	<input type="checkbox"/> keine Texturierung	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert <input type="checkbox"/> außen polymerbeschichtet		

### GRÖßEN

	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	XXXL (11-12)
Breite	-	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	-	-
Länge	-	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

### REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt	
Lebensmittel-Kontakt (EG) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> saure Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> wässrige Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> fette Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> alkohol. Lebensmittel	<input checked="" type="checkbox"/> trockene Lebensmittel	<input type="checkbox"/> nicht für Lebensmittel-Kontakt zugelassen	

### NORMUNG

EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	15,1 %		
	Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30 min	-74,7 %		
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	5	> 240 min	24,0 %		
EN 374-5:2016 Mikroorganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>
EN 455-1 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL < 1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						<b>AQL 1.5</b>

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **01199**  
Bezeichnung **ECO-PLUS**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh**  
**weiß, nicht steril, puderfrei**



### LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	100	
EAN Unterverpackung Gr. XS	4044941000930	
EAN Unterverpackung Gr. S	4044941000947	
EAN Unterverpackung Gr. M	4044941000954	
EAN Unterverpackung Gr. L	4044941000961	
EAN Unterverpackung Gr. XL	4044941000978	
EAN Unterverpackung Gr. XXL	-	
EAN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XS	16902348	
PZN Unterverpackung Gr. S	15622351	
PZN Unterverpackung Gr. M	15622368	
PZN Unterverpackung Gr. L	15622345	
PZN Unterverpackung Gr. XL	15622339	
PZN Unterverpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterverpackung Gr. XXXL	-	
Maße & Größe		
Länge	215 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	450 g	510 g
XXL	-	-
XXXL	-	-

### LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Karton
Unterverpackungen je Umverpackung	10
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941002477
EAN Umverpackung Gr. S	4044941002484
EAN Umverpackung Gr. M	4044941002491
EAN Umverpackung Gr. L	4044941002507
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941002514
EAN Umverpackung Gr. XXL	-
EAN Umverpackung Gr. XXXL	-
PZN Umverpackung Gr. XS	-
PZN Umverpackung Gr. S	-
PZN Umverpackung Gr. M	-
PZN Umverpackung Gr. L	-
PZN Umverpackung Gr. XL	-
PZN Umverpackung Gr. XXL	-
PZN Umverpackung Gr. XXXL	-
Maße & Größe	
Länge	315 mm
Breite	255 mm
Höhe	230 mm
Gewichte	
Größe	Nettogewicht
XS	4.000 g
S	4.200 g
M	4.400 g
L	4.700 g
XL	5.100 g
XXL	-
XXXL	-

### LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	199 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	360 kg	385 kg
S	376 kg	401 kg
M	392 kg	417 kg
L	416 kg	441 kg
XL	448 kg	473 kg
XXL	-	-
XXXL	-	-

Rev.-Nr.: 5  
Datum 17.12.2021

Änderungen & Irrtümer vorbehalten