

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – vinyl PF



#### Produktdaten:

Product Specification:

**Produkt-  
beschreibung:**  
Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.  
Single-use examination gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

**Bemerkungen:**  
Remarks:

Geeignet für den Einsatz in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Hotel, Gastronomie, Catering, Lebensmittelindustrie/Handwerk, Friseurstudio.  
Suitable for the use in stationary and outpatient care facilities, hotel, gastronomy, catering, food industry/handicraft, hair salons.

**Ausführungen:**  
Sizes:

#### MaiMed® – vinyl PF, unsteril/non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XS	transparent	100 Stk./pcs.	74036	4046153023202	02074497	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	S	transparent	100 Stk./pcs.	74045	4046153023301	00749212	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	M	transparent	100 Stk./pcs.	74055	4046153023349	00749206	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	L	transparent	100 Stk./pcs.	74059	4046153023363	00749198	10
Vinylhandschuh/Vinyl gloves	XL	transparent	100 Stk./pcs.	74063	4046153023448	02074534	10

**Qualitätssicherung:**  
Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5;  
Verordnung (EU) 2016/425 / Regulation (EU) 2016/425; AQL 1,5  
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level  
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I  
Schutzhandschuh nach der Verordnung für persönliche Schutzausrüstung (EN 2016/425) Kategorie III. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage. / Protective glove according to the regulation for personal protective equipment (EN 2016/425) category III. Further information on request.

**Verwendbarkeit:**  
Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

**Physikalische  
Eigenschaften:**  
Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	75 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %
S	240	85 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
M	240	95 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	105 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
XL	240	115 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %

**Symbole:**  
Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)

**MaiMed GmbH**  
Robert-Koch-Straße 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

[www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
[info@mamed.de](mailto:info@mamed.de)

Fon +49 5195/9707 - 0  
Fax +49 5195/9707 - 100

TD-MaiMed-Vinyl-PF-20190813